



AIR MAX

AIRMAX

Profilaxis de estilo libre



Ergonomía y

Powder Max

El nuevo polvo, dosificado automáticamente, asegura un pulido ideal respetando absolutamente el esmalte. Existen dos sabores: menta y limón. La granulometría optimiza la eficacia eliminando las obstrucciones y taponamientos.



ProphyPen Revoluciona la Profilaxis



ProphyPen: el nuevo instrumento que revoluciona los aeropolidores

Por su nueva concepción, la pieza de mano de pulido ProphyPen permite separar el agua de la mezcla aire-polvo hasta el último segundo gracias a su nueva boquilla de titanio. Los grumos, que causan muy a menudo inconvenientes en la práctica cotidiana, pasarán a ser recuerdos del pasado.

- **¡Se acabaron las obstrucciones!**

- **Fácil limpieza.**
Por fin un aeropolidor que puede ser mantenido limpio e higiénico muy fácilmente. Se pueden cambiar la pieza de mano ProphyPen y la boquilla en segundos y por tanto se pueden reemplazar fácilmente las partes contaminadas tras el tratamiento de cada paciente.

- **Esterilización.**
La nueva pieza de mano ProphyPen es enteramente esterilizable puesto que los tubos de distribución de los fluidos están integrados para facilitar esta función.

Estudiado hasta los mínimos detalles

Función de limpieza completamente automática:
Solo es necesario pulsar un botón para iniciar un ciclo de limpieza totalmente automatizado.
Se puede eliminar el polvo y el agua residuales de los tubitos después de cada tratamiento mediante un spray de aire y una cantidad precalibrada de aire comprimido.

Plug and Play - polivalente y multipuestos

¿Usted desea utilizar este instrumento en varias consultas?

¡Ningún problema! Gracias al sistema de conexión rápida y fácil, Air Max es transportable y se puede utilizar en varios puestos sin dificultad y sin riesgos de escape.

Control visual perfecto

El nuevo diseño permite rellenar el depósito de bicarbonato de forma fácil y rápida.
Innovación: Usted puede visualizar continuamente el nivel, sin riesgo de que se acabe el polvo durante el tratamiento.



resultados

Confort del paciente asegurado

La temperatura del agua es agradable gracias a un sistema de circulación de agua templada.
El paciente apreciará esta ventaja porque el tratamiento será mucho más confortable.



AIRMAX

Lo esencial

Diseño innovador y funcional

- Caja lisa fácil de descontaminar.
- Teclado de membrana.

Prestaciones óptimas

- Nueva pieza de mano **ProphyPen** esterilizable con una boquilla de titanio desconectable.
- Nuevo polvo **Powder Max**: mejor pulido y respeto de los tejidos.
- Caudal de polvo regulado automáticamente.
- Calentador de agua integrado para el confort del paciente.
- Nuevo cordón de reglaje del spray integrado.

Ergonomía excepcional

- Nuevos racords rápidos para la conexión del agua y el aire.
- Programa de mantenimiento automático.
- Nueva granulometría del polvo **Powder Max** que elimina el inconveniente del bloqueo/obturación.
- Recipiente de polvo situado en la parte lateral del aparato para facilitar el llenado y el control del nivel de bicarbonato.

Características técnicas

Dimensiones: Ancho = 300 mm x Largo = 250 mm x Alto = 110 mm

Peso: 2.7 kg

Alimentación: 100 a 240 V AC~

Presión de agua: 1 a 5 bar

Presión de aire: 4.5 a 6 bar

