



# COCOON<sup>®</sup> HIGIENISTA

---

## Todos los ases en su mano

El **Cocoon® Higienista** es un combinado de alta tecnología de **Satelec®**: el equipo integra un módulo de ultrasonidos piezo-eléctrico, micromotor eléctrico y una jeringa (tres funciones). Además el **Cocoon® Higienista** es el único equipo de profilaxis de este tipo que incluye la conexión al nuevo sistema de electro-analgésia **Team Up®**. Con todas estas ventajas, el **Cocoon® Higienista** es ideal para realizar sus tratamientos cotidianos con gran confort y resultados óptimos.

## Todos los ases

- Caja compacta y estética.
- Selección de los instrumentos y regulación en la parte delantera.
- Módulo de ultrasonidos de última generación.
- Micromotor eléctrico controlado electrónicamente.



### 4ª generación de módulos de potencia Satelec

Este nuevo módulo de ultrasonidos piezo-eléctrico, patentado por **Satelec**. Ofrece la mayor amplitud de vibración. Un solo botón es suficiente para regular con precisión el nivel de potencia, con el fin de realizar los tratamientos de detartraje, desbridamiento de bolsas, pulido radicular y mantenimiento de prótesis o protético.

### Módulo micromotor M6: la ventaja tecnológica

El nuevo circuito de micromotor **M6** controla la velocidad de 1.600 a 40.000 rpm., asegurando el uso eficaz de todos los contra-ángulos habituales. El micromotor **IS**, con racord, es compatible con los contra-ángulos estándar de tratamientos cotidianos (anillo azul), con los contra-ángulos de profilaxis para el pulido y con los contra-ángulos rápidos (anillo rojo). De hecho, el **Cocoon Higienista** puede ser un equipo auxiliar para la consulta, si fuera necesario.



# HIGIENISTA



## en su mano

- Jeringa tres funciones con boquilla Riskontrol®.
- Conexión Team Up® para un detartraje sin dolor.
- Con conexiones rápidas para una mejor movilidad y un mantenimiento más fácil.

RON™

## ultrasónicos ec

de última tecnología, está  
e potencias del mercado.  
ión las vibraciones con el  
e supra o sub-gingival,  
ntenimiento periodontal

## ológica



## Carro Cocoon

El **Carro Cocoon** es opcional. Permite un desplazamiento rápido del equipo de un puesto de trabajo a otro, en caso de necesitarlo. Dispone de un cordón de alimentación eléctrica central. Una segunda estantería con enchufe eléctrico permite la conexión de otro equipo periférico como, por ejemplo, una lámpara de fotopolimerización.

OPCIONAL



# Características Técnicas

---

## Módulo Detartraje

- Generador de ultrasonidos piezo-eléctrico.
- Frecuencia: de 28 a 36 KHz.
- Regulación: de 1 a 10, pasando sucesivamente por potencias perio (1 a 3); detartraje sub-gingival (4 a 6); detartraje supra-gingival (7 a 10).
- Sistema de control de frecuencia automática.
- Sistema "feedback" de última generación.
- Sistema "push-pull" de control de vibración del insert.
- Inserts de detartraje incluidos: N° 1, 10X y 10Z (gran elección de inserts disponibles: ver: Tipbook de Satelec o [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)).

## Módulo Micromotor eléctrico con spray interno

- Velocidad: de 1.600 a 40.000 rpm.
- Refrigeración por aire forzado.
- Torque: de 1,6 Ncm a 3 A.
- Control automático del torque eléctrico por el módulo M6.
- Botón de regulación del spray e inversión del sentido de rotación del motor en la parte frontal del equipo.

## Jeringa tres funciones

- Función Aire.
- Función Agua.
- Función Spray (aire + agua).
- Adaptador y boquilla Riskontrol incluidos.
- Caja de boquillas desechables disponibles en varios colores (opcional).  
(Ver: [www.acteongroup.com/siteriskontrol](http://www.acteongroup.com/siteriskontrol)).

# Accesorios incluidos

- Pieza de mano Suprasson®\*



- Jeringa + adaptador Riskontrol



- Boquilla desechable Riskontrol



- Insert nº 1\* - detartraje universal



- Insert nº 10X\* - detartraje supra-gingival



- Insert nº 10Z\* - detartraje sub-gingival



- Llave universal\*



- Motor IS 40

- Pedal desconectable

\**accesorios esterilizables en autoclave*



