



LABORATORIO

DENTATUS 2009



- Articuladores • 72
- Arcos faciales • 73
- Accesorios • 73



■ Articuladores

Articulador ARL

Articulador semiajustable ARL con poste de centrado.

Características:

- Mecanismos condíleos ajustables individualmente
- Trayectoria condílea ajustable hasta 60°
- Angulo de Bennett ajustable hasta 40°
- Pin incisal regulable en altura
- Regulación calibrada para protusiva y retrusiva
- Pin extensible calibrado para el montaje del arco facial
- Sólida construcción



Producto	Presentación	Ref	PVP
ARL-P con tabla segmentada	Unidad	1DJ2016	1.367,00 €
ARL con tabla plana	Unidad	1DJ0406	1.198,00 €

Articulador ARH-P

Articulador semiajustable ARH con regulación de Bennett inmediato, variable en continuo.

Tabla segmentada y puntero plano.

Características:

- Mecanismos condíleos ajustables individualmente
- Trayectoria condílea ajustable hasta 60°
- Angulo de Bennett ajustable hasta 40°
- Pin incisal regulable en altura
- Regulación calibrada para protusiva y retrusiva
- Pin extensible calibrado para el montaje del arco facial
- Sólida construcción



Producto	Presentación	Ref	PVP
ARH-P con tabla segmentada	Unidad	1DJ2890	1.198,00 €
ARH con tabla plana	Unidad	1DJ2891	1.078,00 €

Articulador ARL P modelo Dr. Planas

Articulador que reúne las mismas

características que el ARL P, incorporando además:

- Punteros de ejes condilares roscados
- Soporte metálico para retícula simetroscópica




Producto	Presentación	Ref	PVP
Articulador ARL P modelo Dr. Planas	Unidad	1DJ2016	1.367,00 €

■ Arcos faciales

Arco facial


- Diseñado para obtener datos precisos y fiables del paciente
- Construido en acero templado
- Compatibles con todos los modelos de articuladores Dentatus



Producto	Presentación	Ref	PVP
AEB modelo condilar	Unidad	1DJ0429	389,00 €
AEE modelo auricular	Unidad	1DJ3810	389,00 €

Arco facial AEP modelo Dr. Planas

- Simplicidad en su manejo
- Facilidad casi instantánea de apreciar la normalidad o patología del plano oclusal por medio de la retícula
- Posibilidad de observar las asimetrías de las arcadas por medio de la retícula simetrosópica
- Fácil orientación con el plano de Frankfurt paralelo a la mesa de trabajo por medio de la L (Planas)




Producto	Presentación	Ref	PVP
Arco	Unidad	1DJ2039	453,00 €
Retícula A	Unidad	1DJ2062	29,10 €
Retícula B	Unidad	1DJ2085	29,10 €

■ Accesorios

Regletas Arco facial

Regletas para los arcos faciales Dentatus

Condíleas




Auriculares

Producto	Presentación	Ref	PVP
AEB-B Regleta condilar	Unidad	1DJ3925	20,60 €
AEE-E2 Regleta auricular	J x 2	1DJ2177	68,05 €

■ Accesorios

Horquillas de mordida



Producto	Presentación	Ref	PVP
AEB-G Horquilla mordida estándar	Unidad	1DR0022	43,60 €
AEB-J Horquilla desdentados	Unidad	1DJ2223	43,60 €

Producto	Presentación	Ref	PVP
Horquilla mordida Planas grande	Unidad	1WT0046	34,00 €
Horquilla mordida Planas mediana	Unidad	1WT0069	34,00 €
Horquilla mordida Planas pequeña	Unidad	1WT0092	34,00 €

Platina ARH-ZC

Nueva platina de composite reforzado para el montaje de los modelos en cualquier tipo de articulador Dentatus.

- Más económica
- Menor peso, solo 19 g
- Más fácil de limpiar
- Mayor estabilidad (Diámetro aumentado en 3 mm)

Sustituye a la platina de Zinc ARH-Z



Producto	Presentación	Ref	PVP
Platina ARH-ZC	Unidad	1DJ0522	6,65 €

BDA

Soporte telescópico para horquilla



Producto	Presentación	Ref	PVP
BDA	Unidad	1DJ1855	252,00 €

MGA

Mesa patrón para nuevos registros



Producto	Presentación	Ref	PVP
MGA	Unidad	1DJ1901	208,00 €

Punteros Incisales

Puntero plano para tabla incisal segmentada

Producto	Presentación	Ref	PVP
ARH-167	Unidad	1DR0965	38,95 €



Puntero redondeado para tabla incisal plana

Producto	Presentación	Ref	PVP
ARH-22	Unidad	1DR0459	37,00 €

BIT LINE



BIT DENTAL, S.L. C/ Los Vientos, 13 (La Torreta) - Apartado 401 - Fax 965 380 466 - 03600 ELDA (Alicante)

E-mail: bit@bitdental.com - www.bitdental.com

TELÉFONO GRATUITO

900 11 11 31

PRECIOS SIN I.V.A. BIT DENTAL no se responsabiliza de los posibles errores tipográficos. Portes pagados a partir de 90 €. ante de I.V.A.