




LABORATORIO

VARIOS MAB DENTAL 2009



- Muller • 82
- Nouvag • 83
- Septodont • 83
- Cavex • 84
- P.D. (Produits Dentaires) • 85
- Ribbon • 86
- MAB • 86



Varios

GINGIVA MASK

Silicona para la confección de máscara gingivales. Estética y flexible, reproduce fielmente el estado parodontal. Un óptimo instrumento para la confección de prótesis con un alto valor estético. Fácil manipulación y aplicación, gracias al nuevo sistema de cartuchos. Color rosa.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Pistola de Mezcla tipo SCS 1:1	Unidad	1MU82005	58,69 €
Cánulas de Mezcla tipo SCS	P x 72 unidades	1MU82072B	41,35 €
Silicona (para pistola dosificadora)	2 cartuchos x 50 ml	1MU32500	25,15 €

Gingiva mask Separador	Bote x 50 ml	1MU30100	20,85 €
------------------------	--------------	----------	---------

Silicona - Kit intro	10 ml	1MU31100	8,50 €
Silicona - Ahorro (sin pistola)	3 x 10 ml	1MU33100	12,88 €
Cánulas	Paquete x 20	1MU811200	14,32 €

Dentafol

Silicona para cuellos. Silicona muy fluida, para aislar y proteger los dientes de resina y cerámica durante la confección de prótesis. Baja viscosidad, no colorante. Color Azul.



Producto	Presentación	Ref	PVP
Dentafol	2 b x 250 ml con accesorios	1MU47009	45,09 €

(Vaso de mezcla + pincel + Cristales adherentes + líquido Endurecedor 250ml)

ALPHASIL® perfect technic

Silicona para frentes de polimerización por condensación, con una elevada dureza final de 85 shore. Reproduce fielmente los detalles, posee una gran estabilidad dimensional, no se pega, es fácil de manipular, termoestable, con un rápido fraguado y no se destiñe. Color Azul.

Alphasil® perfect technic. Silicona para frentes

Producto	Presentación	Ref	PVP
Alphasil®	B x 900 ml (Aprox 1,6 Kg)	1MU470025T	18,69 €
Alphasil®	B x 10 Kg	1MU471025T	86,69 €
Alphasil® perfect technic. Catalizador líquido	B x 50 ml	1MU470252	11,44 €
Alphasil® perfect technic. Catalizador Pasta	Tubo x 35 ml	1MU470254	7,70 €





Varios

Microfresadora AF30 - Nouvag

Indicaciones

- Análisis de modelos
- Búsqueda de paralelismos
- Montaje de ataches
- Tallado y fresado de cera
- Fresado de metal según la técnica simple y angulometría
- Sistema de bloqueo

Incluye

- Micromotor
- Pieza de mano portafresa
- Unidad de control
- Brazo de bloqueo
- Instrumento medidor
- Pedal on/off

Características

- Portafresa equipada con tres pinzas de serrado rápido, controlado por un micromotor integrado
- Velocidad ajustable entre 2.000 y 35.000 rpm
- Los movimientos de trabajo en tres dimensiones son efectuados con la ayuda de la cabeza de la fresadora
- La cabeza de la fresadora puede incluir el elemento de medida o el brazo de bloqueo



Producto	Presentación	Ref	PVP
Microfresadora AF30	Unidad	1RB1368	2.650,00 €

Motor Micro Cut - Nouvag

Micromotor electrónico, sin escobillas.

- Pieza de mano ligera (solo 330 g con cable) y ergonómica
- Motor potente y robusto
 - Torque 6,5 Ncm
 - Potencia 100 W
- Velocidad variable desde 500 hasta 40.000 r.p.m.
- Posibilidad de invertir el sentido de giro
- Pedal con control variable en continuo de la velocidad del motor
- Pulsador "Tempomat" que permite mantener constante la velocidad de giro.
- Bloqueo automático en caso de sobrecalentamiento



Incluye:

Caja de control mod 6030

Pieza de mano mod 1512

Pedal con variador de velocidad 1487

Soporte para pieza de mano.

Producto	Presentación	Ref	PVP
Motor Micro Cut	Unidad	1RB6043	1.195,00 €

Tray Net- SEPTODONT

Producto limpiador y antiséptico para cubetas plásticas o metálicas (excepto aluminio).

- Tray-Net disgrega los alginatos y la escayola de las cubetas, por simple inmersión seguida de un aclarado con agua, sin cepillar

Producto	Presentación	Ref	PVP
Tray Net	1 Kg	1SH3697	89,30 €



Varios

Ceras Set Up CAVEX

Cera rosa para modelar

- Flexible y moldeable
- No se rompe
- No forma gotas
- Alta estabilidad dimensional
- Gama compuesta por tres tipos según el punto de fusión
- Soft-Blanda: 62/63°C
- Regular-Normal: 58/61°C
- Hard-Dura: 60/61°C



Producto	Presentación	Ref	PVP
Soft 500 grs.	Unidad	1HA0685	7,32 €
Soft 2500 grs.	Unidad	1HA0686	32,95 €
Regular 500 grs.	Unidad	1HA0689	7,32 €
Regular 2500 grs.	Unidad	1HA0690	32,95 €
Hard 500 grs.	Unidad	1HA0687	7,32 €
Hard 2500 grs.	Unidad	1HA0688	32,95 €

Green Clean CAVEX

Desincrustador de alginatos y yesos con pH neutro

- Ecológico (biodegradable)
- Fácil y rápido de usar
- Económico (500 cubetas por envase)
- Agradable olor a limón



Producto	Presentación	Ref	PVP
Green Clean	Bote x 1 Kg.	1HA0001	21,26 €

Planchas CAVEX

Planchas base para confección de prótesis

- Fácil moldeado
- Grueso uniforme
- Una vez enfriada mantiene la forma estable



Producto	Presentación	Ref	PVP
Rosa Inferior	Caja x 100	1HA0383	36,50 €
Rosa Superior	Caja x 100	1HA0692	36,50 €

Para cubetas individuales:

Producto	Presentación	Ref	PVP
Gris Superior	Caja x 100	1HA0107	52,25 €
Gris Inferior	Caja x 100	1HA0130	52,25 €

Cera amarilla - CAVEX

Cera para mordida y articulación



Producto	Presentación	Ref	PVP
Cera amarilla	Sticks 375 g	1HH5458	19,35 €
Cera amarilla	Hojas 375 g	1HH5366	19,35 €

Varios

Soldadura Universal - PD

Soldadura Universal

- La soldadura universal P.D. es una combinación de aleaciones metálicas presentadas en varillas de 1 mm Ø x 15 cm.
- Puede utilizarse con todo tipo de metal o aleación, con una temperatura de fusión no inferior a 600°C
- Indicada para trabajos de ortodoncia



Producto	Presentación	Ref	PVP
Oro	Sobre x 12 varillas	1PA0052	52,35 €
Plata	Sobre x 12 varillas	1PA0075	52,35 €

Mechero Microtorch - PD

Mechero soldador para soldar con soldadura universal PD, oro o plata

Datos técnicos:

- Dimensiones: 62 x 7,5 x 155,2 mm
- Peso: 154 g
- Capacidad del cilindro: 8 g (recargable con gas butano)
- Presión del cilindro: + 60 Kg/cm²
- Autonomía: 20-25 minutos
- Temperatura de la llama: 1300°C (azul)



Producto	Presentación	Ref	PVP
Mechero Microtorch	Unidad	1PA0080	93,02 €

Papel articular - PD

- Doble cara
- Fino (50 micras)
- Presentado en libro, en forma de herradura o rectangular
- Color rojo, azul o bicolor

Producto	Presentación	Ref	PVP
Papel articular herradura rojo	C x 6	1PH0197	8,88 €
Papel articular herradura azul	C x 6	1PH1945	8,88 €
Papel articular herradura bicolor	C x 6	1PH2451	9,58 €
Papel articular recto azul (Fino)	C x 12	1PH0887	8,88 €
Papel articular recto rojo (Fino)	C x 12	1PH2037	8,88 €
Papel articular recto bicolor (Fino)	C x 12	1PH2474	9,58 €



■ Varios

Guantes de látex MAB

Ambidextros no estériles

- Ajuste y confort
- La anatomía del guante se consigue mediante la toma de 38 medidas de las diferentes partes de la mano, lo que garantiza un ajuste óptimo con la mínima fatiga



Presentación	Ref
Xpequeños	1UA0220
Pequeños	1UA0151
Medianos	1UA0174
Grandes	1UA0197

Producto	Presentación	Ref	PVP
Guantes de látex	C x 100	ver tabla	4,21 €



Ribbon Triaxial

Fibra de polietileno tratada al plasma

Indicado para :

- Refuerzo de prótesis sobre Implantes
- Provisionales en Implantes inmediatos
- Refuerzo de prótesis de Resina / Cerámica Híbrida
- Prótesis Removibles
- Aparatos de Ortodoncia

Disponible en 2 medidas :

Fino	2,5mm ancho	0,35mm grosor
Dense	3mm ancho	0,41mm grosor

Producto	Presentación	Ref	PVP
Kit inicial	Unidad	1OWTR01	241,36 €

1 x 22 cm Fino (2,5mm ancho / 0,35mm grosor) + 2 x 22 cm Dense (3mm ancho / 0,41mm grosor) + 1 Tijeras especiales

Producto	Presentación	Ref	PVP
Kit reposición	Unidad	1OWTR02	184,57 €

1 x 22 cm Fino + 2 x 22 cm Dense





LABORATORIO

VARIOS MAB DENTAL 2009