



Toma del color VITA



VITA Linearguide 3D-MASTER

La toma del color, ahora más sencilla



Descripción del producto

La guía VITA Linearguide 3D-MASTER permite determinar el color dental correcto de forma rápida y precisa. Gracias al moderno diseño y a la estructura sistemática de VITA Linearguide se localiza con agilidad el color adecuado del sistema 3D-MASTER.

VITA Linearguide 3D-MASTER simplifica el cambio de los sistemas de toma del color convencionales a la determinación y la comunicación del color precisas con el VITA SYSTEM 3D-MASTER.

La VITA Linearguide 3D-MASTER contiene muestras de los mismos 29 colores que la VITA Toothguide 3D-MASTER.

Ventajas

- Manipulación lineal clásica
- Autoexplicativa, fácil de usar
- Clientes satisfechos gracias a una determinación del color segura, rápida y precisa
- Un diseño moderno como la plasmación perfecta de la estética y la facilidad de orientación

Productos VITA Linearguide

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominación	Contenido	Ref.
VITA Linearguide 3D-MASTER	1 caja	B363

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA Linearguide 3D-MASTER	Instrucciones	920-02565
VITA Linearguide 3D-MASTER	Hoja de información	1532
VITA Linearguide 3D-MASTER	Muestras de papel	1565

VITA Toothguide 3D-MASTER® con BLEACHED SHADE GUIDE



Descripción del producto

VITA Toothguide 3D-MASTER®

La guía VITA Toothguide 3D-MASTER ofrece la posibilidad de determinar de forma sistemática y segura todos los colores dentales naturales.

Ventajas

- Determinación del color dental en 3 pasos.
- Determinación unívoca del color dental.
- Posibilidad de comparar: principio sí/no – mejor/peor.
- Colores dentales definidos con exactitud matemática (pueden mezclarse).
- Sistema que puede aprenderse.

Descripción del producto

BLEACHED SHADE GUIDE

La guía VITA BLEACHED SHADE GUIDE permite determinar de forma sistemática y segura el color de los dientes blanqueados siguiendo el principio de la guía VITA Toothguide.

Productos VITA Toothguide

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominación	Contenido	Ref.
VITA Toothguide 3D-MASTER	1 unidad	B360
VITA BLEACHED SHADE GUIDE, Shade Group 0	1 unidad	B2600MS


Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA Toothguide 3D-MASTER	Instrucciones	961
VITA Toothguide 3D-MASTER	Esquema de comunicación	914
La determinación de los colores dentales	Edición especial	1283
VITA Toothguide 3D-Master	Prospecto	1413
VITA Toothguide 3D-Master	Hoja de información	1419
Todo	Prospecto del sistema	1378

Colores VITAPAN® classical A1-D4

Denominación	Contenido	Ref.
Guía de colores VITAPAN classical	1 unidad	B0271

VITA Bleachedguide 3D-MASTER®



Descripción del producto

La guía VITA Bleachedguide 3D-MASTER es un instrumento de ayuda que permite al odontólogo planificar y controlar los procesos de blanqueado dental.

Ventajas

- Permite hablar con el paciente de forma realista sobre el proceso de blanqueado.
- Los valores intermedios (claridad, croma) están disponibles en forma de muestras de colores.
- Diferencias de color uniformes y fáciles de distinguir para el ojo humano
- El odontólogo y el paciente pueden consensuar el resultado deseado con la ayuda de las muestras de colores y comprobar posteriormente el resultado conseguido.
- Permite adaptar las prótesis, en caso necesario, mediante el VITA SYSTEM 3D-MASTER.
- Permite determinar durante las revisiones si es necesario repetir el blanqueado.

Productos VITA Bleachedguide

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Denominación	Contenido	Ref.
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	1 unidad	B361

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	Instrucciones	920-26266
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	Hoja de información	1432
VITA Bleachedguide 3D-MASTER	Muestras de papel	1486

VITA Easyshade[®] Compact



Descripción del producto

VITA Easyshade Compact permite determinar de forma rápida y unívoca el color dental, así como verificarlo en restauraciones. Este ligero aparato, inalámbrico y móvil, es muy fácil de usar y muestra el color dental de forma segura en sólo unos segundos. Su elevada precisión de medición de los colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER y de los colores A1 – D4 de VITA-PAN classical se debe al sistema espectrofotométrico utilizado, que constituye la base para obtener un resultado perfecto.

Ventajas

- Toma del color rápida y segura con sólo apretar un botón
- Elevada precisión de medición gracias a su sistema espectrofotométrico
- Manejo extremadamente sencillo
- Ligero aparato compacto, inalámbrico y móvil
- Mejores resultados por ser independientes de la iluminación y el usuario
- Posibilidad de guardar 25 tomas de color
- Prolongada vida útil gracias a la moderna tecnología LED
- Fácil de aprender
- 26 colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER
- 3 colores de blanqueamiento del VITA SYSTEM 3D-MASTER Bleaching
- 16 colores A1 - D4 VITAPAN classical
- Comunicación íntegra con el software LabRX
- Control de calidad mediante la verificación de las restauraciones

Surtido VITA Easyshade[®] Compact



VITA Easyshade Compact Ref. DEASYCS220

Cantidad	Contenido	Material
1	unidad	Unidad de carga VITA Easyshade Compact
1	unidad	Pieza de mano VITA Easyshade Compact
40	unidad	Láminas protectoras contra infecciones
1	unidad	CD-Rom (software LabRX)
1	unidad	Embalaje VITA Easyshade Compact
1	unidad	Fuente de alimentación
1	unidad	Batería
1	unidad	Manual de instrucciones
1	unidad	Instrucciones básicas

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA Easyshade Compact	Instrucciones de uso	1506
VITA Easyshade Compact	Instrucciones básicas	1559
VITA Easyshade Compact	Folleto	1533