

VITA

NOTA INFORMATIVA

VITA VMK MASTER



VITA ESTANDARIZA LA TEMPERATURA DE PRESECADO DE SUS CERÁMICAS A 500°C

Les hacemos llegar la nueva cerámica VITA VMK MASTER que sustituye por su compatibilidad al 100% a la VITA VMK 95 que Usted utiliza.

Obtendrá una mejora sustancial en la translucidez con la incorporación de la VITA VMK MASTER.

Recuerde! (Ambas VMK 95+VMK MASTER) el Pre-secado de todas las cocciones a 500°C.

SOLICITE INSTRUCCIONES DE USO

VITA