


Dientes VITA

VITA LUMIN[®] VACUUM



Carta de formas · Dientes de cerámica

Version: 10-06



VITA



triangular

627

42,3
9,6
7,9



636

43,8
10,2
8,1



732

44,8
10,2
8,1



737

45,7
9,6
8,6



773

47,1
10,7
8,7



rectangular


638

43,5
10,2
8,1



743

46,7
10,6
8,6



854

48,0
11,7
9,1



992

51,4
12,6
9,6



cuadrado

525

41,7
9,0
8,0



en forma de pala

612

43,9
9,5
8,0



565

45,3
10,3
8,5



539

32,3
8,3
4,8



630

33,5
8,4
4,9



760

33,6
9,1
5,1



740

35,1
9,6
5,0



730

35,6
9,0
5,2



960

37,6
11,5
5,5




CUSPIFORM

992

51,4

12,6

9,6



40 C




28,3
29,5

7,9
8,1



41 C



29,5
31,8

8,3
8,4



44 C



32,3
34,3

8,4
8,6



45 C






33,9
35,9

8,7
9,1



Tabla de combinación LUMIN VACUUM

Nr.		Nr. 	Nr. 
	mm	mm	mm
525	41,7 47,2	539 32,3	40 C 28,3 29,5
565	45,3 51,4	730 35,6	44 C 32,3 34,3
612	43,9 49,9	630 33,5	41 C 29,5 31,8
627	42,3 47,8	630 33,5	40 C 28,3 29,5
636	43,8 49,9	730 35,6	41 C 29,5 31,8
638	43,5 49,6	760 33,6	41 C 29,5 31,8
732	44,8 50,5	730 35,6	41 C 29,5 31,8
737	45,7 51,6	730 35,6	44 C 32,3 34,3
743	46,7 52,9	740 35,1	44 C 32,3 34,3
773	47,1 53,2	730 35,6	44 C 32,3 34,3
854	48,0 54,6	740 35,1	45 C 33,9 35,9
992	51,4 57,8	960 37,6	45 C 33,9 35,9



Córcega, 116 · 08029 Barcelona
Tel. 93 363 85 55 · Fax 93 430 41 69
www.mabdental.es · mabdental@mab.es

Nuestros productos fueron desarrollados para su aplicación en el ámbito dental y deberán utilizarse según se indica en la información para el uso. Las presentaciones y datos no suponen ninguna garantía de cualidades y no representan compromiso de ninguna clase.

Los clientes de cerámica LUMIN VACUUM están certificados, llevan la marca  0124 y cumplen los requisitos de la ISO 4824 : 1993.

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Alemania
Tel. +49/7761/562-0 · Fax +49/7761/562-299
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com