


VITA MFT

Multi Functional Teeth

Carta de formas




Toma del color VITA

Comunicación del color VITA

Reproducción del color VITA


Control del color VITA

Versión 12/08




VITA

Disponible exclusivamente en los colores del
VITA SYSTEM 3D-MASTER



forma de pala



triangular

040



T41*



044




T43



049*



T46



T49



* Disponible a partir del 06/2009


VITA MFT: el nuevo baremo en la estética

La anatomía natural de los dientes anteriores VITA MFT, con unos contactos proximales ligeramente desplazados en dirección palatina en el tercio incisal, permite una colocación fácil y de aspecto orgánico de los dientes.

La curvatura labial anatómicamente precisa produce una posición dental fisiológicamente perfecta, mientras que los cuellos dentales ligeramente más amplios facilitan la configuración natural de las papilas en función de la edad del paciente.



Anteriores inferiores



rectangular

R42



R45



R47*



cuadrado

S47



S50*



L33



L34



L37



L37LN*



L40*



La forma **L37LN** (Long Neck) ha sido desarrollada especialmente para la reproducción de características periodontales especiales, necesaria, por ejemplo, en prótesis parciales.

* Disponible a partir del 06/2009

PU29 – PL29



PU31 – PL31




PU33 – PL33



**easy-centric®: el montaje,
ahora más sencillo**

La configuración de las superficies oclusales de VITA MFT se basa en el innovador principio *easy centric*, que facilita la colocación profesional y racional y permite una elevada productividad con una calidad adecuada.

No.		No.	mm	
	mm	mm	No.	mm
O40	40.0	L33 32.6	PU29 28.8	PL29 29.6
O44	43.9	L34 34.0	PU29 28.8	PL29 29.6
O49	49.2	L40 39.5	PU33 33.0	PL33 33.6
T41	40.5	L33 32.6	PU29 28.8	PL29 29.6
T43	43.3	L37 36.8	PU31 30.6	PL31 31.1
T46	46.1	L37 36.8	PU31 30.6	PL31 31.1
T49	48.8	L40 39.5	PU33 33.0	PL33 33.6
R42	42.1	L34 34.0	PU29 28.8	PL29 29.6
R45	44.5	L37 36.8	PU31 30.6	PL31 31.1
R47	46.6	L37 36.8	PU33 33.0	PL33 33.6
S47	46.8	L40 39.5	PU33 33.0	PL33 33.6
S50	49.7	L40 39.5	PU33 33.0	PL33 33.6











VITA MFT: anteriores y posteriores

Todo el espectro de indicaciones en el cómodo surtido compacto VITA MFT. La oferta compacta y bien adaptada de colores y formas garantiza una alta rentabilidad.

Los dientes multifuncionales VITA MFT están indicados para:


- Prótesis completas
- Prótesis implantosoportadas
- Prótesis telescópicas y cónicas
- Prótesis combinadas con ataches
- Prótesis esqueléticas
- Soluciones provisionales

Los dientes VITA MFT están disponibles en los 8 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER más habituales:

VITA SYSTEM 3D-MASTER							
							
1M1	2L1.5	2M1	2M2	3L2.5	3M2	3R2.5	4M2
(~ B1)*	(~ B2)*	(~ A1)*	(~ A2)*	(~ B3)*	(~ A3)*	(~ A3.5)*	(~ A4)*

* Color que mejor armoniza en VITAPAN classical

El extraordinario sistema VITA SYSTEM 3D-MASTER permite determinar y reproducir de manera sistemática y completa todos los colores de dientes naturales.



Nota importante: Nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte si se utiliza el producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. Asimismo, con independencia del fundamento jurídico y en la medida en que la legislación lo admita, nuestra responsabilidad por la exactitud de estos datos se limitará en todo caso al valor de la mercancía suministrada según la factura sin IVA. En especial, en la medida en que la legislación lo admita, no aceptamos en ningún caso responsabilidad alguna por lucro cesante, daños indirectos, daños consecuenciales o reclamaciones de terceros contra el comprador. Sólo admitiremos derechos a indemnización derivados de causas atribuibles a nosotros (en el momento de la celebración del contrato, violación del contrato, actos ilícitos, etc.) en caso de dolo o negligencia grave. Publicación de estas instrucciones de uso: 10/08

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada según la Directiva de productos sanitarios y el siguiente producto lleva el marcado **CE 0124 : VITA MFT**

US 5498157 A - AU 659964 B2 - EP 0591958 B1

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com